

AURA



Een duwtje  
in de rug

Inspired by life

 Life & Mobility



AURA

## Duwtje in de rug

Actief blijven, meer bewegingsvrijheid, samen erop uit; de Aura geeft dat duwtje in de rug. Deze elektrisch aangedreven duwondersteuning maakt het voortduwen van de rolstoel een stuk makkelijker. Erg prettig, juist wanneer de begeleider van de stoel ook zijn of haar beperkingen kent.

Onze Aura kan gecombineerd worden met de Canto Nxt rolstoel en de Match, hét onderstel voor zitortheses. Dankzij de Aura neemt de mobiliteit sterk toe, dus gebruiker en begeleider kunnen er samen met gemak op uit!

De Aura duwondersteuning kan ook op bestaande Canto Nxt rolstoelen en Match onderstellen geplaatst worden. Dit zal vooralsnog door Life & Mobility monteurs uitgevoerd worden in de Life & Mobility werkplaats. Hieronder vindt u de verschillende omschrijvingen en artikelnummers van deze ombouwset.

### De Aura in het kort

- Ergonomische bedieningsunit:
  - gashendel met voor- & achteruitfunctie
  - naar keuze links of rechts te bedienen
  - draaiknop met binnenshuis-stand, uit-stand en 4 (instelbare) snelheden
  - goed zichtbare en betrouwbare accu-indicatie
- Door dealer individueel aanpasbare snelheden
- Geïntegreerde motoren in de achterwielen
- Controleerbaar de helling op en af
- Automatische parkeerbeveiliging bij loslaten van de gashendel
- Onder de zitting (i.g.v. Canto Nxt) of aan het rijframe en op de rugbuis (i.g.v. Match) gemonteerde elektronische regeling en lichte Lithium-ion batterij
- Grote actieradius (18 km)
- Gebruiks- & onderhoudsvriendelijke onderdelen
- Mogelijk op de Canto Nxt en het Match onderstel



MATCH AURA



Art. nr.	Omschrijving
79744	Ombouwset Aura t.b.v. Canto Nxt duwwagen bediening rechts
79745	Ombouwset Aura t.b.v. Canto Nxt duwwagen bediening links
79749	Ombouwset Aura t.b.v. Canto Nxt met zitelement bediening rechts
79748	Ombouwset Aura t.b.v. Canto Nxt met zitelement bediening links
80086	Ombouwset Aura t.b.v. Match bediening links compleet*
80085	Ombouwset Aura t.b.v. Match bediening rechts compleet*

\* Let op! Aura duwondersteuning is als losse set verkoopbaar mits deze door een Life & Mobility monteur op de Canto Nxt / Match wordt gemonteerd.

Op alle leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij KvK.