

MEZZO



Uniek in zijn klasse

Inspired by life

Life & Mobility

Uniek in zijn klasse

Op visite naar de familie, even een boodschap halen of comfortabel genieten van een tochtje in de natuur: met de Mezzo draait u er de hand niet voor om. Hij is stoer en heeft een comfortabele zit. Benen en voeten hebben royaal de ruimte. En het unieke INDEGO veersysteem rekent glad af met alle oneffenheden onderweg. Kijk, met zo'n partner kunt u nog eens alle kanten op!

Kleurvariant



Veiligheid

- De snelheid in bochten wordt automatisch gecorrigeerd om de bestuurder meer stuurcontrole te geven
- De richtingaanwijzers schakelen automatisch uit na een bocht en zijn veilig bedienbaar zonder het stuur los te hoeven laten
- Opvallende noodstop-toets om de scooter direct te stoppen in geval van nood
- De achterwielen veren onafhankelijk van elkaar. Samen met de unieke wielgrootte zorgt dit voor meer stabiliteit bij het raken van obstakels

Ergonomie

- De stoel, bediening, het stuur en rijgedrag zijn volledig af te stemmen op uw wensen en behoeften
- De gepatenteerde INDEGO vering en speciale stoelvering zorgen voor een rustige en comfortabele rijbeleving
- Overzichtelijk bedieningspaneel met 3 programmeerbare snelheidsstanden
- Royale been- en voetruimte

Eigenschappen

- Verkrijgbaar in 3- en 4-wiel uitvoering
- Instelbare snelheid tot 15 km/h
- Maximale actieradius van 50 km*
- Hoge maximale belasting van 160 kg
- Geveerde, draaibare stoel met optionele schuifslide en hoog/laag verstelling

* Onder ideale omstandigheden

Retro pakket:

- Champagnekleurige kappen
- Oak brown stoel met diamond patroon
- Striping op koplampkap (alleen 4-wieler)



Rosso pakket:

- Metallic rode kappen
- Zwarte stoel met opvallende rode stiksels
- Striping op koplampkap (alleen 4-wieler)

