

# Roxx en Canto Nxt Infoblad

ZITHOOGTE EN BEENSTEUNLENGTE

## ROXX MATRIXX

(Voetsteunen, Comfort beensteunen en Comfort Solid beensteunen)

### Trippel telescoop

Wieltype	Zithoogte	Type ophangpijp	Type insteekpijp
5"/22"	38-44 cm	verkort	verkort
5"/24"	40-44 cm	verkort	verkort
6"/22"	40-46 cm	verkort	verkort
6"/24"	40-46 cm	verkort	verkort
6"/26"	46 cm	standaard	standaard

### Standaard telescoop

Wieltype	Zithoogte	Type ophangpijp	Type insteekpijp
6"/22"	44-53 cm	standaard	standaard
6"/24"	44-55 cm	standaard	standaard
6"/26"	50-55 cm	standaard	standaard
8"/22"	49-53 cm	standaard	standaard
8"/24"	49-55 cm	standaard	standaard
8"/26"	50-60 cm	verlengd	standaard

## CANTO<sup>nxt</sup> MATRIXX

(Voetsteunen, Comfort beensteunen en Comfort Solid beensteunen)

### Duwwagen

Wieltype	Zithoogte	Type ophangpijp	Type insteekpijp
6"/12½"	42 cm	verkort	verkort
6"/12½"	47 cm	standaard	standaard
8"/12½"	47 cm	standaard	standaard
6"/12½"	52 cm	standaard	standaard
8"/12½"	52 cm	standaard	standaard
8"/12½"	57 cm	verlengd	standaard

### Zelfrijder

Wieltype	Zithoogte	Type ophangpijp	Type insteekpijp
6"/20"	42 cm	verkort	verkort
6"/20"	44,5 cm	verkort	verkort
6"/22"	47 cm	standaard	standaard
8"/22"	47 cm	standaard	standaard
6"/22"	49,5 cm	standaard	standaard
8"/22"	49,5 cm	standaard	standaard
6"/24"	52 cm	standaard	standaard
8"/24"	52 cm	standaard	standaard
6"/24"	54,5 cm	standaard	standaard
8"/24"	54,5 cm	standaard	standaard
8"/26"	57 cm	verlengd	standaard

**Canto Nxt Kelvin Comfort** (Comfort beensteunen en Comfort Solid beensteunen)

Wieltype	Zithoogte	Type ophangpijp	Type insteekpijp
200x50/12½"	51 cm	standaard	standaard
200x50/12½"	56 cm	standaard	standaard

Dit infoblad is van toepassing op de volgende producten:



ROXX



CANTO<sup>nxt</sup>