

EVO Lectus LR



Onbeperkte mobiliteit
met lage zithoogte

Inspired by life

 Life & Mobility

EVO Lectus LR

De EVO Lectus Low Rider is ontwikkeld voor gebruikers die behoefte hebben aan een bijzonder lage zithoogte. Bijvoorbeeld wanneer de gebruiker graag nog zelf wil autorijden. Of wanneer hij op zijn werk kantoorwerkzaamheden wil uitvoeren aan een bureau. De combinatie van een lage zithoogte (41,5 cm) samen met alle voordelen van de EVO Lectus, maakt deze rolstoel uniek op de markt!



karma



Specialty Center voor custom-made oplossingen

Life & Mobility wil positief bijdragen aan een optimale mobiliteit en maximale zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Door de vele standaard instelmogelijkheden is de MID Lectus heel geschikt als oplossing voor diverse beperkingen en behoeften.

Toch komt het voor dat de standaard mogelijkheden niet voldoen. Wij zorgen daarom ook voor custom-made aanpassingen aan onze elektrische rolstoelen. Indien gewenst, zullen onze adviseurs samen met u de specifieke klantbehoefte duidelijk in kaart brengen. Vervolgens wordt dit vertaald naar

een passende technische oplossing. Denk daarbij aan speciale besturing, aanvullende ondersteuning of zelfs een elektrische instaphulp.

Deze klant-specifieke aanpassingen worden ontworpen en gebouwd in ons Specialty Center in Kerkrade (NL). Hier zijn elke dag een aantal specialisten aan het werk om de specifieke behoeften van onze klanten om te zetten naar de juiste technische oplossingen. De veiligheid en betrouwbaarheid van iedere custom-made elektrische rolstoel wordt gewaarborgd door een vastgelegde risicoanalyse te doorlopen voordat de rolstoel wordt vrijgegeven en uitgeleverd.



STANDAARD:

- In hoogte verstelbare armleningen
- Beensteunen met lengtecompensatie
- Geïntegreerd 4-punts taxihaken (ISO 7176/19)

OPTIES:

- Montagesysteem voor Dahl-docking station
- 3D instelbare hoofdsteun
- Individueel instelbare rompelotten en heupsteunen
- Wegzwenkbaar werkblad met omkeerbare stuurkast
- Groot aanbod speciale besturingen
- R-Net besturing mogelijk

EIGENSCHAPPEN

Aandrijving	Voorwiel
Max. gebruikersgewicht	136 kg
Totaalgewicht	165 kg
Hoogte/Breedte/Diepte	111 / 61,5 / 98,5 cm
Zitbreedte	40 - 57,5 cm
Zitdiepte	40 - 60 cm
Zithoogte (zitting)	41,5 - 81,5 cm
Biomechanische verstelling	Ja
Zitsysteem	Lectus
Actieradius	30 - 45 km
Max. snelheid	12,5 km/h

Accu's	70 Ah / 85 Ah
Besturing (VR2/R-Net)	R-Net
Aantal aansluitingen	8
Crashtestsafe	Ja
Kleur bekapping	Wit / Oranje / Antraciet
Rughoek	Handmatig / Elektrisch
Instelbereik	85° - 180°
Zithoek	50°
Beensteun	40 cm
Instelbereik	85° - 180°
Voetsteunverstelling	Handmatig / Elektrisch



Zithoekbereik



Zithoogte



Rughoek en Beensteunverstelling



Ligpositie

Life & Mobility bv

PO Box 304
NL - 7000 AH Doetinchem
Logistiekweg 7
Doetinchem

T +31 (0)314 328 000
www.life-mobility.com
info@life-mobility.com



Inspired by life