

MyPlus



Dé basisstoel voor adaptaties

Inspired by life

Life & Mobility



MyPlus

Dé basisstoel voor adaptaties

De MyPlus is een alleskunner met een variëteit aan mogelijkheden! We hebben onze veelgevraagde Plus rolstoel verder ontwikkeld tot de nieuwe MyPlus, die daarmee onze basisstoel voor adaptaties is geworden. De opbouw van het frame geeft de mogelijkheid om te kunnen voorzien in de meeste adaptatieaanvragen. Hiermee kan een enorme diversiteit aan functiebeperkingen of -behoeften van cliënten vertaald worden naar een passende productoplossing; denk hierbij aan cliënten

met obese of bijvoorbeeld cliënten met een meervoudige handicap.

In overleg met onze afdeling Custom Made wordt bepaald hoe de door u gewenste aanvraag kan worden gerealiseerd. Vervolgens ontvangt u een offerte op maat met eigen prijs en levertijd. Standaard wordt de MyPlus uitgeleverd in Ocean Blue, een mooie frisblauwe kleur, maar de MyPlus is desgewenst in alle RAL kleuren leverbaar.



Vouwbaar frame



Vast frame

De MyPlus in het kort

- Een oplossing op maat voor elke individuele gebruiker
- Multifunctioneel frame met vele mogelijkheden
- Verschillende wielmaten mogelijk
- Standaard uitgevoerd met geïntegreerde trapdoppen. De antiekiepsteunen zijn optioneel toepasbaar
- Verstevigde beensteunen
- Standaard in hoogte verstelbaar handvatten
- Vele extra opties mogelijk
- Het frame is voorzien van fixatie-ogen bij de voor- en achterwielen
- De MyPlus kan in veel gevallen crashtest safe gemarkeerd geleverd worden

Life & Mobility bv

PO Box 304
NL - 7000 AH Doetinchem
Logistiekweg 7
7007 CJ Doetinchem

T +31 (0)314 328 000
www.life-mobility.com
info@life-mobility.com

