

PRESTOS



Net even sneller

Inspired by life





Net even sneller

Gaat u er graag op uit en houdt u hierbij van een beetje meer snelheid? Voor de Presto S (17 km/h), de sportievere en snellere uitvoering van de Presto, is dat geen punt. Door zijn kleine draaicirkel en sterke motor, rijdt u behendig en snel door de stad of over obstakels. De Presto S is voorzien van unieke dagrijverlichting, waardoor u nog beter zichtbaar bent in het verkeer. Met veel ruimte voor uw voeten en de rubber impact bumpers komt u relaxed op uw bestemming aan. En met zijn strakke, zwarte design in mat en glans mag u absoluut gezien worden!

PRESTO S



17 km/h



44 km

INDEGO

veersysteem



SDS SAFE DRIVING SOLUTIONS

Veiligheid

- Om uw zichtbaarheid te vergroten zijn de knipperlichten hoog geplaatst en de achterlichten zo gepositioneerd dat ze ook vanaf de zijkant zichtbaar zijn.
- De knipperlichten zijn voorzien van dagrijverlichting waardoor u nog beter zichtbaar kunt deelnemen in het verkeer.
- Meedraaiende koplamp met led-verlichting voor beter zicht in bochten.
- U kunt alle aandacht bij de weg houden doordat de bedieningsknoppen voelbare herkenningspunten hebben en binnen duimbereik liggen.
- In de bochten houdt u volledige controle omdat de snelheid automatisch naar een veilig niveau wordt aangepast.
- De richtingaanwijzers schakelen automatisch uit na een bocht en zijn veilig bedienbaar zonder het stuur los te hoeven laten.

EDS ERGONOMIC DRIVING SOLUTIONS

Comfortabel rijden

- Uitstekend rijcomfort dankzij het unieke INDEGO veersysteem.
- Duidelijk leesbare pictogrammen en informatie dankzij een groot en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Optimale zithouding door de veelzijdig instelbare comfortabele stoel: zithoogte, zitdiepte, rughoek, armsteunhoogte, breedte en hoek zijn vrij instelbaar.
- Royale been- en voetenruimte dankzij ergonomische vormgeving.

Eigenschappen

- Instelbare snelheid tot 17 km/h.
- Maximale actieradius van 44 km*.
- Kleine draaistraal van 160 cm.
- Hoge maximale belasting van 160 kg.
- Rubber impact bumpers rondom.
- Kunststof afneembare boodschappenvand.
- Inventieve tubeless banden, met lagere rolweerstand.

* Onder ideale omstandigheden




Verstelbaar stuur



Rubber impact bumpers rondom



Ergonomische stoel



Dagrijverlichting