



Nieuw in het assortiment

Optie op de Roxx en de Canto Nxt: @Work hulpaandrijving

De @Work hulpaandrijving is vanaf mei 2015 leverbaar op de Roxx en de Canto Nxt Zelfrijder!

Extra duwkracht

De @Work hulpaandrijving is na onze Aura duwondersteuning de volgende invulling van ons Mobiliteit met Power assortiment: de zitondersteuning en mobiliteit van de Roxx en de Canto Nxt Zelfrijder gecombineerd met de Power van de @Work!

De @Work elektrische hulpaandrijving geeft gebruikers extra duwkracht: zodra de aandrijfhoepel van het wiel in beweging wordt gebracht, wordt de motor geactiveerd en wordt de stoel soepel aangedreven.



ROXX
@WORK



CANTO Nxt
@WORK



Doelgroep

De doelgroep van de @Work zijn gebruikers met beperkte (spier) functie in de armen en handen, waardoor het aandrijven van de hoepel niet of beperkt mogelijk is, bijvoorbeeld: gebruikers met een CVA, dwerggroei, etc en/of gebruikers met een verminderd uithoudingsvermogen door bijvoorbeeld spierziekte, ouderdom, obesitas of luchtwegaandoeningen.

Waarom @Work?

- Merk-eigen combinatie van hulpaandrijving en de Life & Mobility rolstoelen: CE gecertificeerd en crash test safe.
- De sterkte van de ondersteuning, de gevoeligheid, de snelheid en de wendbaarheid is per wiel eenvoudig en volledig individueel te programmeren.
- Eénhandige aandrijving: de @Work kan optioneel af-fabriek worden ingesteld op aandrijving van de rolstoel met één arm.



Evo Lectus

Vanaf half mei introduceren we het tweede productonderdeel van Mobiliteit met Power, namelijk de Evo Lectus, een high end voorwiel aangedreven elektrische rolstoel voor binnen & buiten ontwikkeld door Karma Europe vanuit de behoeftes van de eindgebruiker, verzorgenden & (service)monteur, op basis van hun jarenlange ervaring met de doelgroep van elektrische rolstoelen.

Kunnen doen wat ècht belangrijk voor je is? Je energie inzetten voor datgene wat echt belangrijk voor je is? Dat kan met de unieke combinatie van mobiliteit met power en de individuele zitondersteuning van de Evo Lectus.



EVO LECTUS



De Evo Lectus in het kort

- Zitondersteuning en bediening op maat
 - Snel en eenvoudig aanpasbaar aan veranderende gebruikersbehoeftes
- Altijd de gewenste zit- en ligpositie
 - Elektrisch verstelbaar van zit- tot volledige ligpositie zonder transfers
 - Automatische beenlengte-compensatie
- Iemand in de ogen kunnen kijken
 - Zithoogte tot 40 cm te verhogen met de zitlift
 - Altijd op ooghoogte voor participatie en zelfstandigheid
- Flexibel in huis & op kantoor
 - Krachtig en soepel manoeuvreren door kleine draaicirkel en voorwielaandrijving
 - Intelligent wegzwembare besturing maakt onder tafel of bureau rijden eenvoudig
- Comfortabel en veilig op pad
 - Altijd 4 wielen aan de grond door onafhankelijke vering
 - Koersvast door de ingebouwde gyrocoop
 - Wendbaar en krachtig bij hellingen en obstakels
- Gegarandeerd een veilig gevoel
 - Stabiel door automatische zwaartepunt correctie bij zithoekverkanteling
 - Crash test safe
 - Betrouwbare, zich bewezen hoge kwaliteitsonderdelen
 - Zichtbaar met LED verlichting
- Onderhoudsvriendelijk
 - Service-gevoelige onderdelen zijn goed bereikbaar en logisch gepositioneerd
- Vormgeving & kleur die bij je past
 - In drie kleuren, vernieuwende vormgeving
 - Vormgeving bekroond met een iF Design Award



Match-Orthese combinaties

Het convenant met Welzorg is getekend! Dit betekent dat de Match nu ook CE-gemarkeerd en crashtest safe is in combinatie met ortheses van Welzorg. Deze zijn verkrijgbaar in 3 smaken:

- Welzorg PUR orthese
- Welzorg Polyester orthese
- Welzorg Aquarius orthese

Het totale overzicht van leveranciers is nu als volgt:

- Bert Stevens
- Kersten
- Orthototaal
- Perteon
- RZ Groep
- Welzorg

Optie op het Kelvin zitelement: zitbeenkussen met doorlopende abductieheuvel

Product

- Canto Nxt Kelvin

Aanleiding

- Optionele zitondersteuning bieden voor Kelvin gebruikers met een verhoogd risico op drukplekken op knieën en enkels.



Doorlopende
abductieheuvel

Optie op de Roxx:

- Badstof hoes voor de Snellius hoofdsteun

Optie op de Roxx en de Canto Nxt:

- Extra hoofdsteunschakel als optie bij hoofdsteun Roxx / Canto Nxt

Uit assortiment of aangepaste levertijd per 1 juli 2015

- **Solo 3 & 4:**
Optie Elektrische hoog / laag verstelling vervalt, kan via Adaptatie nog geleverd worden
- **Matrixx zitsysteem:**
Levertijd op aanvraag: Bohr rugleuning



- P-vormige armlegger op Canto Nxt duwwagen / Snellius / Kelvin / Roxx zelfrijder
- In hoek verstelbare brede armleggers Canto Nxt Kelvin
- Een nieuwe gipsbeensteun en een nieuwe amputatiebeensteun