



Matrixx Meetblad

Dit meetblad is van toepassing op de volgende producten;



MIX



ROXX
THE NEW ORIGINAL



CANTO TEXT



My
PLUS ⊕




ROLLIT



LEON ®



Morgan ®



Zithoogteverschil^{*1} t.o.v. standaard zitting

Traagschuim zitting	+ 1,5 cm
Plank zitting	- 5,5 cm
Contour zitting	+ 0,5 cm
Contour+ zitting	+ 2,0 cm
Klep zitting ^{*2}	+ 1,0 cm

*1 Zithoogte = afstand bovenkant zitting tot ondergrond, gemeten op een kwart van de zitbreedte.

*2 Past op alle getoonde producten op het voorblad, met uitzondering van Leon & Morgan.

Zitdiepteverschil^{*3} t.o.v. standaard rug

Soft rugleuning ^{*2}	- 4,5 cm ^{*4}
Anatomische rugleuning ^{*2}	- 2,5 cm ^{*4}
Comform Xtra rugleuning	- 1,5 cm ^{*4}
Invito rugleuning	- 2,5 cm ^{*4}
Comfit rugleuning	- 5,5 cm ^{*4}
Tracix rugleuning	Varieert tussen 0 en - 4,0 cm ^{*5}
Bendix rugleuning	- 2,5 cm ^{*4}

*3 Zitdiepte = afstand voorkant zitting tot midden van de rug op lumbaalhoogte, gemeten bij de meest voorkomende zitbreedtes 42 en 47 cm.

*4 Voor kleinere zitbreedtes dan ZB 42 en grotere zitbreedtes dan ZB 47, neemt het zitdiepteverschil respectievelijk toe en af met ongeveer 1 cm.

*5 Afhankelijk van instelling spanbanden en instelling rughoogte.